

FAKO KASETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.
FAKO KASET DİSPOSABLE OLMALIDIR. 2. İRR/ASP İÇİN İKİ AYRI
HORTUM BULUNMALIDIR. HORTUM RENKLERİ
BİRBİRİNDEN FARKLI OLMALIDIR. 3. STERİL PAKET ÜZERİNDE TÜM
ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRÜN BİLGİLERİ YAZILI OLMALIDIR. 4.
PAKET İÇERİĞİNDE KASET, İRRİGASYON VE ASPİRASYON HORTUM Sİ
STEMLERİ, STERİL TEPŞİ POŞETİ BULUNMALIDIR. 5.
KASETLER İLE YÜKSEK VAKUM OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ASPİRASY
ON HATTI ÇAP GENİŞLİĞİ 1.3 mm OLMALIDIR. 6.
SIVI TOPLAMA POŞETİ KASETLE BÜTÜNLEŞİK OLMALIDIR. 7.
KASET HEM FLOW TABANLI HEM DE VAKUM TABANLI POMPA SİSTE
MLERİNİN HER İKİSİNDE DE ÇALIŞIYOR OLMALIDIR. 8. KASETLER
1.8mm İLE 3.2 mm ARALIĞINDAKİ TÜM KESİLERDE CERRAHİ
YAPMAYA UYGUN OLMALIDIR. 9. PAKET CİHAZIN ÜRETİCİ
FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ ORJİNAL ÜRÜN OLMALIDIR.
10.KASET KLİNİĞİMİZDE BULUNAN OPTİKON
FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI İÇİN ORJİNAL OLMALIDIR.

Ağrı Pafta Dışarı Hast
Op. Dr. Bismillah Özcan
302 Kaliteli Uzman
Izmir Tescil No: 10417

20G 30° FAKO TİP 1)
TİTANYUM YAPIDA MATERYALDEN OLMALIDIR. 2)
OKLÜZYON AGIZ ARALIĞI 30° OLMALIDIR. 3)
HAND PIECE BAĞLANTI NOKTASI METRİK DEĞERDE OLMALIDI
R. 4)
TİPİN DIŞ ÇAPI 0.9 mm. , İÇ ÇAPI 0.7 mm. GENİŞLİĞİNDE OLM
ALIDIR. 5)
OPTİKON 2000 FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZLARI İÇİN ORJİN
AL OLMALIDIR.

Ayni Patnos Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mustafa Kemal
Göz Hastalıkları Uzmanı
Uzmanlık Tescil No: 104771