

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.05.2022

Sayı: 321

Konu: BEYİN VE SİNİR CERRAHİ HASTASI EYÜP ÖZDEMİR İÇİN HALO FİKSATÖR ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.05.2022 saat: 10:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HALO FİKSATÖR			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

ŞARTNAME (HALOVEST TRAKSİYON)

- 1-Dikey barlar takılıyken yeleğin ön ve arka parçalarını hastaya yerleştirin ve kemer bağlantılarını yapın. Arka yelekteki dikey barların doğru konumda (uçlarının başa doğru uzanır pozisyonda) olmaları gerekir.
 - 2-Ring'i hastanın başına geçirin.(ring ile baş arasında 0,5-2cm mesafe olmalıdır)
 - 3-Skul pins yerleri için arka kısımdaki saçları tıraş edin ve antiseptik ile temizleyin. Ayrıca alna gelmesi muhtemel deliklerin altı da antiseptik ile temizlenmelidir.
 - 4-Ring'i tespit vidaları ile ön kısımda burun hizasında, arkada ise 2 adet ve simetrik olmak üzere oynamayacak şekilde başa tespit edin. Ring kulaklardan 0,5–1 cm, kaşlardan ise 1 cm yukarıda olmalıdır. Asla kulaklara dokunmamalıdır.
 - 5-Dört adet Skull Pins için uygun delikler seçilerek deliklerin altına lokal anestezi uygulanır. "Skull pin"lerden ikisi başın arkasında oksipital bölgedeki mostoid çıkıntılara gelecek şekilde, önde ise kasın medial 1/3 oranında yanlarına gelecek şekilde olmalıdır. Temporal bölgeye yerleştirmekten kaçınılmalıdır.
 - 6-Skull Pins için uygun delikler seçildikten ve deliklerin altına lokal anestezi uygulandıktan sonra dört adet skull pins deliklere takılır. Bir el öndeki skull pin'i sıkarken diğer el ile çaprazındaki skull pin'i (1. ve 3. Pins) el sıkılığına (2–4 pound inches 2–4 lb-in) gelinceye kadar sıkılır. Diğer iki skull pins (2.ve 4. pins) içinde aynı işlem (2–4 lb -in) tekrar edilir.
 - 7-Daha sonra skull pins, torklu tornavida ile sırayla 6 pound inches (6 lb-in) oluncaya kadar sıkılır. Bu aşamada hasta, basının kelepçe ile sıkıldığı yönünde şiddetli ağrılar hissedebilir. Bundan dolayı işlem biter biter tespit vidaları hızla gevşetilerek çıkartılmalıdır.
 - 8-Arka yelekte bulunan dikey barlar ile ring'in üzerinde takılı bulunan kros(yatay) barlar ataşmanlar vasıtasıyla birbirlerine (90° civarında) bağlanır. Ataşmalar üzerindeki vidalar el sıkılığına gelinceye kadar sıkılır. İşlem ön yelekte bulunan dikey barlar ile kros barlar arasında da uygulanır.
 - 9-Boyun için gerekli açılar ve istenilen traksiyon çekmeleri verildikten sonra ataşmanlar 13 anahtar ile yavaş yavaş sıkılır. Civatalar ve somunlar özel alaşımli sertleştirilmiş ve sıkma esnasında birbirlerini maksimum derecede sürtünme ile tutarlar. Bunun için aşırı sıkıktan kaçınılmalıdır. Çok aşırı sıkma olduğunda civatalarda deformasyonlar ve kopmalar olabilir.
- DİKKAT:** Skull Pin'ler steril edildikten sonra kullanılmalıdır.
- DİKKAT:** Skull Pin'ler torklu tornavida ile bağlantı civataları ise tork anahtarı ile sıkılmalıdır. TORK anahtarını sıkılması gereken son kuvvete göre ayarlanmıştır (8.N.m) Bunun için anahtarın ayarı ile dyanmamalıdır. Civataları sıkmaya başladıktan bir süre sonra " tık " sesi duyulur. Bu ses civatanın yeterli derecede sıkılmış olduğunu gösterir. Sıkıya devam edilmesi halinde civatada deformasyonlar ve kopmalar olabilir.