

5 KALEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HASTA ÖNLÜĞÜ

1. Su geçirmez, tek kullanımlık, naylon önlük. En az 80 adetlik rulo halinde olmalıdır.
2. Rulo halinde olmalı ve önlükler tekli yerlerinden kolayca ayrılabilmelidir.
3. Önlüklerin altı naylon üst tarafı havlu kâğıt olmalıdır.
4. Bağlama yeri sağlam olmalı kopmamalıdır.

2. KALEM: ÜNİT TABLA ÖRTÜSÜ

- 1-Ön Yüz Emici Özelliği Olan Kâğıt olmalı
- 2-Arka Yüz Sıvı Geçirmez PE Film Kaplama olmalı
- 3-Rulo Eni en az 20cm olmalı
- 4-Yaprak Ölçüsü: 20cm x 30cm'den perfore olmalı
- 5-Yaprak Miktarı en az 280Ad/Rulo olmalı
- 6-Orijinal ambalajında olmalı
- 7-Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı,
- 8-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az (2) iki yıllık raf ömrü olmalı.

3.KALEM:KANAL EĞESİ (K TİPİ)

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Korozyona dirençli olmalıdır.
3. Uniform yapıda olmalıdır.
4. Ucu kesici özellikte olmalıdır.
5. 200 dereceye kadar steril edilebilmelidir.
6. Elle kullanılan tipi olmalıdır.
7. Blister ambalajlarda olmalıdır.
8. Asorti olmalı ve eğe boyun kısmında mm çizgiler olmalıdır.
9. Üzerinde stopperleri olmalıdır

Numaraları komisyonca belirlenecektir

4.KALEM:GUTTA PERCHA ACILI

1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. En az 60'lık kutularda olmalıdır.
3. Taper açısı 0.4 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. Kadmiyumsuz olmalıdır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm'lik derecelendirmeleri olmalıdır.
11. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
12. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.

5.KALEM: ALET DEZENFEKTANI

- 1- Ürün her türlü cerrahi aletler, mikro cerrahi aletleri, anestezi malzemeleri, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler için kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- %3 konsantrasyonda 15 dakikada dezenfeksiyonu sağlamalıdır. Ayrıca gereksinime göre %1 ve %2 konsantrasyon aralıklarında da kullanılabilir. 1 saat de sporesid etki yapabilmelidir.
- 3- Bakterisit, virüsit, fungusid, mikrobakterisid ve sporesid etkili, sterizan etkide yüksek düzey dezenfektanı olmalıdır.
- 4- Yüksek düzey dezenfeksiyonu 5-15 dk. gibi kısa bir sürede yapabilmelidir.
- 5- Etkinliğini gösteren uluslar arası ve Türkiye'deki üniversitelerden mikrobiyolojik raporlar olmalıdır.
- 6- 5 kg konsantre ambalajda olmalıdır.
- 7- Aldehit, fenol ve türevlerini içermemelidir.
- 8- Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
- 9- Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
- 10- İnsan ve çevre dostu olmalıdır.
- 11- Korozyon inhibitörleri içermelidir.
- 12- Korozif etkisi olmamalıdır. Firma bunu taahhüt etmelidir.
- 13- Dezenfektan madde alet üzerinde kalıntı bırakmamalı ve kolayca yıkanmalıdır.
- 14- Kullanım için gerekli aparatlar ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
- 15- Raf ömrü hastane kabulünden sonra en az 24 ay olmalıdır.
- 16- Mikrobiyolojik etkinlik şekli en düşük konsantrasyon oranı ve etki süreleri etkilediği ajanlara göre açık şekilde numune ile birlikte verilmelidir.
- 17- Hazırlanan solüsyonun etkinlik süresi belgelendirilmelidir.
- 18- Orijinal bidonlarda veya ambalajlarda olmalıdır.
- 19- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- 20- Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
- 21- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
- 22- Ürün konsantre şekilde, orijinal kilitli kapaklı, çevreye uyumlu polietilen bidonlarda olmalı, bu bidonlara uygun 30 MI'lık dozaj pompası ile kullanabilmelidir.
- 23- Ürünün buharlaşması asgari düzeyde olup kokusuz olmalı ve diğer ek temizleyici ürünlerle geçimli olmalıdır. Ürün normal şebeke suyu ile hazırlanıyor olmalı, solüsyon hazırlandıktan itibaren 15 gün boyunca kullanılabilir.
- 24- Ürün içerdiği kimyasallar nedeni ile aktive edilmemeli, indikatöre gerek duyulmadan kullanıma uygun olmalıdır.

Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir


Ayşe Gül ADIYAMAN
Tıbbi Sekreter


Cihan ÖZCAN
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İdari ve Mali İşler Müdürü
.....20...


Ağrı Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi
Dr. Mustafa KORKMAZ
Ticari No: 43478

