

TEKLİFE DAVET

28.04.2023

Sayı: 118

Konu: CERRAHİ ALET YIKAMA CİHAZI STEKO DS 700 VE TRANS ELİT BUHARLI OTOKLAV CİHAZLARI İÇİN MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.05.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SELENOİD VALF VOLT			4	Adet		
2	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI DOZAJ POMPASI İÇ LASTİĞİ			4	Adet		
3	BUHAR OTOKLAVI KAPAK CONTASI			4	Adet		
4	KOL KÖR TAPA			14	Adet		
5	KİMYASAL HORTUM			10	Metre		
6	KİMYASAL ŞAMANDIRA			2	Adet		
7	KİMYASAL FLOWMETRE			2	Adet		
8	CERRAHİ YIKAMA CİHAZI HAVA FİLTRESİ			2	Adet		
9	KONTAKTÖR			2	Adet		
10	12. VAC RÖLE			10	Adet		
11	PT 1000			3	Adet		
12	BASINÇ ANAHTARI			3	Adet		
13	GETİRGE YIKAMA REZİSTANSI			4	Adet		
14	OTOKLAV PNÖMATİK VALFİ 1			2	Adet		
15	OTOKLAV PNÖMATİK VALFİ 1/2			4	Adet		
16	1/2 SELENOİD VALFİ 24 VOLT			5	Adet		
17	1/2 OTOKLAV ÇEK VALFİ			6	Adet		
18	1. DÜZ REKOR			2	Adet		
19	1. KÖŞE REKOR			2	Adet		
20	1/2 KONNESTOP			2	Adet		
21	1/2 DÜZ REKOR			4	Adet		
22	1/2 KÖŞE REKOR			4	Adet		
23	BUHAR OTOKLAVI JENERATÖR ŞAMANDIRASI			2	Adet		
24	1. KESTAK HORTUM			5	Metre		
25	1/2 KESTAK HORTUM			5	Metre		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.



MERKEZ : Aso 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi  
Alcı Mah. 2036. Cad. No:1  
Sincan 7. Temelli Ankara

TEL : +90(312) 4334226  
FAXS : +90(312) 4319122  
E-mail: bilgi@ertuncozcan.com  
Web : www.ertuncozcan.com  
Whatsapp: +90(549) 3015875



ERTUNÇ ÖZCAN  
Form No : F 07.05.06  
Rev. Tarihi / No : 13.07.2020 / 04

TEKNİK SERVİS : Temelli Aso 2. Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi  
Alcı (Östb) Mah. 2037. Cad No:16a Sincan Ankara/Türkiye

### TEKNİK SERVİS RAPORU

Seri No: 107308

ÜCRETLİ <input checked="" type="checkbox"/>	ÜCRETSİZ <input type="checkbox"/>	UZAKTAN ERİŞİM <input type="checkbox"/>	YERİNDE ONARIM <input type="checkbox"/>	FİRMADA ONARIM <input type="checkbox"/>
EĞİTİM <input type="checkbox"/>	MONTAJ <input type="checkbox"/>	TESLİMAT <input type="checkbox"/>	SERVİSE ALINDI <input type="checkbox"/>	
GARANTİ KAPSAMI İÇİNDE <input type="checkbox"/>	GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA <input checked="" type="checkbox"/>	BAKIM <input type="checkbox"/>		

TARİH: / /	BAŞLANGIÇ SAATI:	BİTİŞ SAATI:
MÜŞTERİ ADI : PATNOS DEVLET HASTAİNESİ		AGRI
BÖLÜM : Sterilizasyon		E-mail :
YETKİLİ :		TEL :

SERİ NO	MARKA	MODEL	KÜNYE NO
TR555 CM12 230311-02-cl	Trans	Elite/S	1007794449
TR555 CM12 230311-03-cl	Trans	Elite/S	1007794450

#### AÇIKLAMA

Yukarıda kimliği belirtilen cihazlarımızın aşağıda yazılı olan malzemelerin değişimi gerekmektedir (Yedek Malzeme)

1-2 Adet 1" Pnömatik Valf	11- 1" Kestak hortum	5 metre
2-4 Adet 1/2 Pnömatik Valf	12- 1/2 Kestak hortum	5 metre
3-5 Adet 1/2 Selenoid Valf	24 Volt	
4-6 Adet 1/2 Get Valf		
5-2 Adet 1" Düz Pekar		
6-2 Adet 1" Köşe Pekar		
7-2 Adet 1/2 Konjestör		
8-4 Adet 1/2 Düz Pekar		
9-4 Adet 1/2 Köşe Pekar		
10-2 Adet 1" Jeneratör Somandırı		

FİRMA YETKİLİSİ / İMZA

MÜŞTERİ YETKİLİSİ / İMZA

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketici servis ücreti alır.
3. Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar için garanti dahil işlem yapılmaz.
4. Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti süresi sona erer.
5. Ürünün azami tamir süresi 30 iş gündür.
6. Servis süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde servisten alınmayan ürünlerden servis sorumlu tutulamaz.



MERKEZ : Aso 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi  
Alci Mah. 2036. Cad. No.1  
Sincan / Temelli Ankara

TEL : +90(312) 4334226  
FAKS : +90(312) 4319122  
E-mail: bilg@ertuncozcan.com  
Web : www.ertuncozcan.com  
Whatsapp: +90(549) 3015875



ERTUNÇ ÖZCAN  
Form No : F 07 05 06  
Rev. Tarihi / No : 13.07.2020 / 04

TEKNİK SERVİS : Temelli Aso 2 Ve 3. Organize Sanayi Bölgesi  
Alci (Osib) Mah. 2037. Cad No:16a Sincan-Ankara/Türkiye

### TEKNİK SERVİS RAPORU

Seri No: 107310

ÜCRETLİ <input checked="" type="checkbox"/>	ÜCRETSİZ <input type="checkbox"/>	UZAKTAN ERİŞİM <input type="checkbox"/>	YERİNDE ONARIM <input type="checkbox"/>	FIRMADA ONARIM <input type="checkbox"/>
EĞİTİM <input type="checkbox"/>	MONTAJ <input type="checkbox"/>	TESLİMAT <input type="checkbox"/>	SERVİSE ALINDI <input type="checkbox"/>	
GARANTİ KAPSAMI İÇİNDE <input type="checkbox"/>	GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA <input checked="" type="checkbox"/>	BAKIM <input type="checkbox"/>		

TARİH: / /	BAŞLANGIÇ SAATİ:	BITİŞ SAATİ:
MÜŞTERİ ADI : PATNOS DEVLET HASTANESİ		AGRI
BÖLÜM : Sterilizasyon	E-mail :	
YETKİLİ :	TEL :	

SERİ NO	MARKA	MODEL	KÜNYE NO
1182001	Steelco	DS 700	1008475395

#### AÇIKLAMA

Yukarıda kiralığı belirtilen cihazın aşağıda yazılı olan malzemelerin değişimi gerekmektedir (yedek Malzeme)

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1- 4 adet Su selencid Valfi 220 Vdt | 11- 3 adet pt 1000                           |
| 2- 4 adet Dozaj pompası iq lastiği  | 12- 3 adet Basınç anahtarları (71,73, beyaz) |
| 3- 4 adet Kapak Contası             | 13- 2 Adet Gellinge yıkama Resistansı        |
| 4- 10 Adet Kol Kontaja              |  |
| 5- 10 metre Kimyasal hortum         |  |
| 6- 2 Adet Kimyasal Sanendiyü        |  |
| 7- 2 Adet Kimyasal Flowmetre        |  |
| 8- 2 Adet hava filtresi             |  |
| 9- 2 Adet Kontaktör                 |  |
| 10- 10 Adet 12 VAC Röle             |  |

FİRMA YETKİLİSİ / İMZA

MÜŞTERİ YETKİLİSİ / İMZA

Recep Danacı


#### TÜKETİCİNİN DİKKATİNE:

1. Kullanım hatası ve elektrik şebekesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
2. Garanti kapsamı dışında kalan ve arıza olmaksızın yapılan servis taleplerinde tüketiciden servis ücreti alınır.
3. Garanti belgesi ibraz edilmeyen cihazlar için garanti dahilii işlem yapılmaz.
4. Cihaza yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi halinde garanti süresi sona erer.
5. Ürünün azami tamir süresi 30 iş günüdür.
6. Servis süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde servisten alınmayan ürünlerden servis sorumlu tutulamaz.

## ½" SOLENOİD VALF TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Mevcut olan otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- Cebri kuplajlı diyafram sistemine sahip olmalıdır.
- 2/2 yollu normalde kapalı solenoid vana olmalıdır.
- Üstten itmeli solenoid sistemi (AC19) 'ne sahip olmalıdır.
- Diferansiyel basınç olmaksızın anahtarlama yapmalıdır.
- Bağlantı kesiti ½" olmalıdır.
- 24 VDC. ile çalışmalıdır.

Osman ÖZTOLCU  
Sterilizasyon



## KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1. Konteynerler cerrahi alet, tekstil ve steril edilebilir diğer cerrahi gereçlerin sterilizasyonuna elverişli olmalıdır.
- 1.2. Konteynerler anodize alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- 1.3. Kilit mekanizması olmalı, kapak tutamacı katlanabilir olmalı ve kapağın çabuk ve güvenli bir şekilde kaldırılmasını sağlamalıdır.
- 1.4. Ağırlık oluşturmaması sebebiyle konteyner kilit kapağı alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- 1.5. Filtre tutucuları kapakta olmalı, merkezinde, çevresinde silikon contalar ile steril filtrenin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
- 1.6. Kullanılmış malzemenin sterilizasyon ünitelerine dönüşü sırasında hastane hijyenini riske sokmayacak paketlenme ve muhafazasına uygun olmalıdır.
- 1.7. Konteynerler üzerinde değiştirilebilir etiketler ve etiketlerin yerleşeceği bir bölüm yer almalıdır.
- 1.8. Kilit mekanizmaları aynı zamanda kapak tutamacı olarak kullanılabilirmeli, tek parçadan oluşmalı ve kapağın çabuk ve güvenli şekilde kaldırılmasını sağlamalıdır.
- 1.9. Konteynerlerin kullanım amacını yerine getirdiğini ve sterilizasyon bütünlüğünü minimum 180 ( yüzseksen ) gün koruyabildiğini gösteren mikro biyolojik kliniğin vermiş olduğu uygunluk raporu olmalıdır.
- 1.10. Konteynerlerin kilit sistemi de walfli olmalıdır, ani bir basınç değişiminde yaylar açılıp kapanarak hava tahliyesini kolaylıkla sağlayacak şekilde olmalıdır.
- 1.11. Kapağın kapanmasını, sızdırmazlığını sağlayan silikon kapak contaları olmalı ve cerrahi malzemenin uzun süreli steril muhafazasını sağlamalıdır.

### KİMYASAL HORTUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazı dozaj pompasına uyumlu olmalıdır.
- Parça silikon esaslı olmalıdır.
- Asit bazlı kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

Osman ÖZTOLCU  
Sterilizasyon



## KİMYASAL ŞAMANDIRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka alet yıkama ve dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- Cihazda kullanılan kimyasallara direnç gösterecek yapıda olmalıdır.
- Halka mıknatıs donanımlı olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ile +85 °C olmalıdır.
- Çalışma basıncı 0,2 MPa olmalıdır.
- Kontak direnci 100 mΩ olmalıdır.

Osman ÖZYOĞLU  
Sterilizasyon





SEPET KOLU UÇ APARATI

- Steelco DS800 marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazı yükleme sepetine uyumlu olmalıdır.
- Parça polyamide alaşımli olmalıdır.
- Asit bazlı kimyasallara dayanıklı olmalıdır.
- 90 °C ısıya dayanıklı olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU  
Sterilizasyon



## SU VALFİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Steelco marka DS700 model yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- Max. Dayanabileceği Su Basıncı : 0.80 Mpa olmalıdır.
- 0.80 mPA basınçta dakikada 28 Litre geçişe izin vermelidir.
- Dayanabileceği Su sıcaklığı: 80 C° olmalıdır.
- 220 VAC ile çalışmalıdır.
- Giriş ¾" çıkış hortum ağızlı olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU  
Sterilizasyon



DOZAJ POMPASI İÇ LASTİK

- Steelco marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazı dozaj pompasına uyumlu olmalıdır.
- Parça silikon esaslı olmalıdır.
- Asit bazlı kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

Osman ÖZYOĞLU  
Sterilizasyon



KAPAK CONTASI


- Steelco DS700 marka Alet Yıkama ve Dezenfeksiyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- Deterjan, Tuz ve Kimyasallara Karşı Yüksek Dirençli Olmalıdır.
- Yumuşak Termoplastik Elastomer Maddeden Üretilmiş Olmalıdır.
- 90 °C sıcaklığa Dayanıklı Yapıda Olmalıdır.

Osman ÖZKOLCU  
Sterilizasyon



## OTOKLAV ÇEKVALF ½ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Mevcut olan otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- Çalışma basıncı: 25 bar olmalıdır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı : +140°C olmalıdır.
- Klepli tip olmalıdır.

Osmay ÖZYOĞLU  


## JENERATÖR ŞAMANDIRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Trans Marka sterilizatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- Bağlantı çapı 1" olmalıdır.
- Gövde yapısı Pirinç / PBT olmalıdır.
- Çift mikro switch li olmalıdır.
- Paslanmaz küresi – AISI 304 olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı -10°/+150 °C olmalıdır.
- Akışkan özelliği SU-HAVA-BUHAR-KOROZİF OLMUYAN AKIŞKANLAR olmalıdır.

Osman ÖZGÜLÜ  
Sterilizasyon



## 1" PNÖMATİK VALF ÖZELLİKLERİ

- Mevcut sterilizatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- Malzemenin yapısı aktüatörlü tunç gövde olmalıdır.
- Nominal çap DN10... NPS 2 1" olmalıdır.
- Çalışma basıncı 0...16 bar(g), -0.9 bara (g) kadar vakum (opsiyon) olmalıdır.
- Maksimum pilot basıncı 0 - 10 bar(g) olmalıdır.
- Aktüatör boyutu 100(G),125(H) 7 bar(g) olmalıdır.
- Çalışma verileri -40...180 °C olmalıdır.
- Bağlantı noktası bağlantısı Dişli bağlantı olmalıdır.

Osman ÖZYOĞLU  
Sterilizasyon



## ½" PNÖMATİK VALF ÖZELLİKLERİ

- Mevcut sterilizatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- Malzemenin yapısı aktüatörlü tunç gövde olmalıdır.
- Nominal çap DN10... NPS 2 ½ olmalıdır.
- Çalışma basıncı 0...16 bar(g), -0.9 bara (g) kadar vakum (opsiyon) olmalıdır.
- Maksimum pilot basıncı 0 - 10 bar(g) olmalıdır.
- Aktüatör boyutu 100(G),125(H) 7 bar(g) olmalıdır.
- Çalışma verileri -40...180 °C olmalıdır.
- Bağlantı noktası bağlantısı Dişli bağlantı olmalıdır.

Osman ÖZYOLCU  
Sterilizasyon

