

Kan Şekeri Ölçüm Stribi (50'Lİ) Şartname

1. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı, kod okutmaya gerek duyulmamalıdır.
2. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilmelidir.
3. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır.
4. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır.
5. İhaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala durumun firmaya yazılı olarak bildirilmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
6. Stripler 15-40 C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir.
7. Striplerin ölçüm aralığı en az 20-600 mg/dl arasında olmalıdır.
8. Stripler kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.
9. Stripler %20-70 hematokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir.
10. Stripler 2 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Striplere kan damlatıldıktan sonraki en geç 10 saniye gibi kısa sürede cihaz kan şekeri sonuçlarını ekranında verebilmelidir.
12. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
13. Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
14. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.
15. Striplerin havayla temasını engelleyecek şekilde stripler tek tek ambalajlanmışsa en fazla 100 adetlik, tek tek ambalajlanmamışsa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
16. Verilecek her 150 strip için 1 adet glukometre cihazı verilecektir. Toplam 1000 adet için 7 adet glukometre cihazı verilecektir.
17. Teklif edilen ürünler **VİTAL PLUS 2** cihazı ile uyumlu olmalıdır.
18. Kan Şekeri Ölçüm Stribi için yapılacak ihale Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tamamlanıp, yüklenici olmak isteyen firma ve Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü arasında ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra bu doğrudan temine dahil ödemeler durdurulacaktır.

Tekin İVANLI
Hamur İcra Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü